

Corriente monopolar



Generador de corrientes exponencial y rectangular para trabajar sobre músculos total o parcialmente denervados.

ACCESORIOS

- Un cable plug-ficha banana.
- Dos electrodos de goma de Ø 10cm.
- Dos electrodos de goma de Ø 5cm.
- Dos electrodos puntales.
- Un sujetador elásticos.
- Opcional: maletín para traslado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220 v 50 Hz.

Consumo: 3 Watt.

Salida: un canal.

Corriente: 2 ondas exponenciales y 1 rectangular monofasica.

Estímulos: Regulables de 20, 30, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 600, 800 y 1000 milisegundos.

Pausas: Regulables de 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3 segundos.

Intensidad: regulable de 0 a 50 mA.

Ancho de pulso: 100us. y 250us.

Ancho: 19cm.

Altura: 8cm.

Profundidad: 14cm.

Peso: 1,0kg.